

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtx1 (Pab) Pour Wb, Elisa - Q13505

Numéro d'article: CM0024701

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MTX1 (Metaxine-1), une protéine de la membrane mitochondriale externe impliquée dans l'import des protéines. Validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTX1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MTX; MTXN; MTX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4580
GeneID	4580
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-435 de MTX1 humain (NP_942584.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13505
Poids protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace