

Mx1 Rabbit Pab - P20591

Numéro d'article: CM0021127



Introduction

Anticorps polyclonal anti-protéine MX1 liant le GTP induite par l'interféron, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la MX1 humaine et murine. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MX; MxA; IFI78; IFI-78K; IncMX1-215; MX1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4599
GeneID	4599
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 300 de la MX1 humaine (NP_001171517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P20591
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sachet de glace