

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myb Pour Wb, Elisa - P10242

Numéro d'article: CM0017661

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYB (P10242) pour WB et ELISA. Produit à partir d'un peptide synthétique utilisé comme immunogène, correspondant à une séquence située entre les acides aminés 380 et 640 de la protéine MYB humaine. Convient aux échantillons humains pour les recherches transcriptionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYB
Remarques/Alias	efg, Cmyb, c-myb, c-myb_CDS, MYB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4602
GeneID	4602
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 380 et 640 de la protéine MYB humaine (NP_005366.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P10242
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace