

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myf5 Pour Wb - P13349

Numéro d'article: CM0022330



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MYF5 validé pour WB et ELISA. Réagit avec MYF5 humain et murin, un facteur de transcription critique pour la différenciation musculaire. Idéal pour la recherche sur la myogenèse et les études du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYF5
Remarques/Alias	EORVA ; bHLHc2 ; MYF5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4617
ID du gène	4617
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-220 de MYF5 humain (NP_005584.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13349
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace