

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myf6 Pour Wb Et Elisa - P23409

Numéro d'article: CM0013270

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-MYF6 (P23409) est un anticorps polyclonal destiné aux applications de Western blot et d'ELISA. Il détecte la protéine MYF6 humaine, murine et de rat, un facteur de transcription de 27 kDa essentiel à la différenciation des muscles squelettiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYF6
Remarques/Alias	CNM3 ; MRF4 ; myf-6 ; bHLHc4 ; MYF6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4618
GeneID	4618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 180 de la protéine MYF6 humaine (NP_002460.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P23409
Poids moléculaire	27 kDa
Expédition	Sac réfrigérant