

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myh10 Pour Wb & Elisa - P35580

Numéro d'article: CM0015151



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MYH10 humain (Myosine-10), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MYH10 humain, de souris et de rat avec un poids moléculaire prédit de 229 kDa. Idéal pour les études sur la mobilité cellulaire, la cytokinèse et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH10 Lapin pAb
Remarques/Alias	NMMHCB; NMMHC-IIB; MYH10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4628
ID de gène	4628
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1908-2007 du MYH10 humain (NP_001242941.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35580
Poids de la protéine	229kDa
Expédition	Sac de glace