


Mab De Lapin Anti-Myh14 Pour Wb, If-P, Elisa - Q7Z406

Numéro d'article: CM0004360



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MYH14 validé pour WB, IF-P, ELISA ; réactif avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la cytodierèse, la forme cellulaire et les fonctions de la myosine non musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MYH14
Remarques / Alias	DFNA4; MHC16; MYH17; PNMHH; DFNA4A; myosine; FP17425; NMHC II-C; NMHC-II-C; MYH14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79784
GeneID	79784
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 de MYH14 humain (NP_079005.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z406
Poids de la protéine	228 kDa
Expédition	Sac de glace