

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Myh6 Pour Wb, If-P, Elisa - P13533

Numéro d'article: CM0010574

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre MYH6 humain (alpha-MHC), adapté pour WB, IF-P et ELISA ; réaction croisée avec la souris. Pour les études sur la contraction du muscle cardiaque et les mutations associées aux cardiomyopathies. SWISS : P13533.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH6 mAb de lapin
Remarques/Alias	ASD3 ; MYHC ; SSS3 ; CMH14 ; MYHCA ; CMD1EE ; alpha-MHC
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4624
GeneID	4624
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 160 et 260 de MYH6 humain (NP_002462.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P13533
Poids moléculaire	224 kDa
Expédition	Sac réfrigérant