

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myh6/A-Mhc Pour Wb, If-P, Elisa - P13533

Numéro d'article: CM0018022

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre MYH6/ α -MHC, validé pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYH6/ α -MHC
Remarques/Alias	ASD3, MYHC, SSS3, CMH14, MYHCA, CMD1EE, α -MHC, MYH6/ α -MHC
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4624
Identifiant de gène	4624
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de la protéine MYH6/ α -MHC humaine (NP_002462.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13533
Poids moléculaire de la protéine	224 kDa
Expédition	Sac de glace