

Myh6/A α -Mhc Anticorps Monoclonal De Lapin - Q02566

Numéro d'article: CM0010348



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MYH6/A α -MHC, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte la myosine-6 de la souris et du rat (chaîne lourde de la myosine du muscle cardiaque alpha). Idéal pour la recherche sur la contraction cardiaque et les études de biologie musculaire. SWISS : Q02566.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH6/A α -MHC anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	Myhca ; Myhc-a ; alphaMHC ; alpha-MHC ; A830009F23Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4624
GeneID	17888
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 621-720 de la MYH6/A α -MHC de souris (NP_034986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q02566
Poids de la protéine	224 kDa
Expédition	Sac de glace