

Polymab® De Lapin Anti-Myh6/Myh7 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13533 / P12883

Numéro d'article: CM0009406

Introduction

PolymAb® recombinant de lapin dirigé contre MYH6/MYH7 humain (chaîne lourde α/β de la myosine cardiaque). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité contre l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-MYH6/MYH7
Remarques / Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4624/4625
GeneID	4624/4625
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1730 et 1830 de MYH6/MYH7 humain (NP_002462.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13533/P12883
Poids de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace