

Ac Mab Myl2 De Lapin Pour Wb, If-P, Elisa - P10916

Numéro d'article: CM0011507



Introduction

L'Ac mAb MYL2 de Lapin est un anticorps monoclonal validé pour WB, IF-P, ELISA. Il cible le MYL2 (MLC2) humain et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb MYL2 de Lapin
Remarques/Alias	MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4633
ID de gène	4633
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10916
Poids moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace