

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myf6B Pour Wb, Elisa - P14649

Numéro d'article: CM0019565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MYL6B humaine (chaîne légère de myosine 6B), validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; adapté à la biologie musculaire et à la recherche sur la myosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYL6B
Remarques/Alias	MLC1SA ; MYL6B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140465
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-208 de la MYL6B humaine (NP_002466.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14649
Poids moléculaire protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace