

Mab De Lapin Anti-Mylk Pour Wb, Elisa - Q15746

Numéro d'article: CM0008691



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine MYLK (MLCK) humaine pour WB et ELISA. Adapté pour la recherche sur la contraction du muscle lisse, la migration cellulaire et la réponse inflammatoire. Poids moléculaire : 211 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MYLK
Remarques / Alias	KRP; AAT7; MLCK; MLCK1; MMIHS; MYLK1; MMIHS1; MYLK-L; smMLCK; MLCK108; MLCK210; MSTP083; MYLK
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4638
GeneID	4638
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1800-1900 de MYLK humaine (Q15746).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q15746
Poids de la protéine	211kDa
Expédition	Sachet réfrigérant