

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mylk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q32Mk0

Numéro d'article: CM0026703

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MYLK3 (Cardiac-MLCK), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris, détecte une protéine d'environ 88 kDa. Idéal pour les études du sarcomère cardiaque et de la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-MYLK3
Remarques/Alias	MLCK ; MLCK2 ; caMLCK ; MYLK3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	91807
GeneID	91807
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de MYLK3 humain (NP_872299.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q32MK0
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace