

Pab De Lapin Anti-Myo10 Pour Wb, Elisa - Q9Hd67

Numéro d'article: CM0018258



Introduction

Le pAb de lapin anti-MYO10 (Q9HD67) est un anticorps polyclonal validé pour le WB et l'ELISA, ciblant la protéine MYO10 humaine avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier les fonctions de la myosine-X dans l'adhésion cellulaire, les filopodes et le transport intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MYO10
Remarques / Alias	MyoX ; MYO10
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	4651 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 845-944 de la protéine MYO10 humaine (NP_036466.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HD67
Poids de la protéine	237 kDa
Expédition	Sac de glace