

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Myo5A Pour Wb, Elisa - Q9Y4I1

Numéro d'article: CM0025685



Introduction

Le MYO5A Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine MYO5A recombinante humaine. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur la fonction motrice de la myosine-Va, le transport des mélanosomes et la polarisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYO5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	GS1; MYO5; MYH12; MYR12; MYO5A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 950-1150 de MYO5A humain (NP_000250.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4I1
Poids de la protéine	215 kDa
Expédition	Sac de glace