


Pab De Lapin Anti-Myoc Pour Wb, Elisa - Q99972

Numéro d'article: CM0024287



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la MYOC (Myociline) humaine. Validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur le glaucome, l'adhésion cellulaire et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MYOC
Remarques / Alias	GPOA ; JOAG ; TIGR ; GLC1A ; JOAG1 ; MYOC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4653
GeneID	4653
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99972
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace