

Myod1 Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - P15172

Numéro d'article: CM0016729

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MyoD1 ciblant la MyoD1 humaine (SWISS: P15172) offre une détection fiable en WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris, pour soutenir la recherche sur la différenciation musculaire et la myogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MyoD1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PUM; MYF3; MYOD; CMYP17; bHLHc1; MYODRIF; MyoD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4654
Identifiant du gène	4654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 226-300 de la MyoD1 humaine (NP_002469.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P15172
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace