

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Myom2 Pour Wb, Elisa - P54296

Numéro d'article: CM0019029

Introduction

Le MYOM2 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit contre la MYOM2 humaine. Validé pour le WB et l'ELISA, il réagit de manière croisée avec la souris et le rat, et convient à l'étude de l'architecture de la bande M des myofibrilles et de l'organisation du sarcomère.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYOM2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TTNAP; MYOM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9172
GeneID	9172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la MYOM2 humaine (NP_003961.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54296
Poids protéique	165 kDa
Expédition	Sac de glace