


Myot Pab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubf9

Numéro d'article: CM0026831



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la myotiline humaine (MYOT). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'assemblage des cellules musculaires et des myofibrilles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYOT pAb de lapin
Remarques / Alias	MFM3; TTID; TTOD; LGMD1; LGMD1A; MYOT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9499
GeneID	9499
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 259-314 de la MYOT humaine (NP_001129412.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBF9
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace