

Myoz2 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npc6

Numéro d'article: CM0028597

Introduction

MYOZ2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal applicable en WB, IF/ICC, ELISA, reconnaissant la Myozenin-2 (calsarcine-1) humaine, murine et ratine. Clé dans l'organisation de la ligne Z du sarcomère et la signalisation de la calcineurine, convient aux études sur le muscle cardiaque/squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYOZ2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CS-1; CMH16; C4orf5; FATZ-2; MYOZ2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51778
GeneID	51778
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPC6
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace