

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-N5-Méthylcytidine - M5C

Numéro d'article: CM0024615

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la N5-méthylcytidine (m5C), une modification clé de l'ARN. Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, soutenant la recherche épitranscriptomique et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-N5-méthylcytidine
Remarques/Alias	m5C ; N5-méthylcytidine
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la N5-méthylcytidine / m5C.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace