

N6-Méthyladénosine / M6A, Souris Mac - A19136

Numéro d'article: CM0003140

Introduction

Anticorps monoclonal de souris contre la N6-méthyladénosine (m6A) validé pour le dot blot (DB) et l'ELISA. Détection indépendante de l'espèce de la modification m6A de l'ARN. Idéal pour les applications de recherche épigénétique et sur l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	N6-méthyladénosine / m6A, souris mAc
Remarques / Alias	N6-méthyladénosine; m6A; N6-méthyladénosine / m6A
Identifiant gène (Humain)	m6A
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la N6-méthyladénosine / m6A
Origine	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace