

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-N6-Méthyladénosine (M6A) Pour Merip, Elisa, If/Icc, Db Et Puce À Nucléotides

Numéro d'article: CM0000064

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-N6-méthyladénosine (m6A) de haute qualité pour les applications meRIP, ELISA, IF/ICC, DB et puce à nucléotides. Présente une réactivité croisée indépendante de l'espèce. Convient aux études épitranscriptomiques et à la cartographie des modifications de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-N6-méthyladénosine / m6A
Remarques/Alias	N6-méthyladénosine ; m6A ; N6-méthyladénosine / m6A
Identifiant du gène (Humain)	m6A
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la N6-méthyladénosine / m6A
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, IF/ICC, ELISA, meRIP, Puce à nucléotides
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace