

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-N6-Méthyladénosine (M6A) Pour Merip, Buvardage Sur Membrane, Elisa Et Puce À Nucléotides

Numéro d'article: CM0000050

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-m6A indépendant de l'espèce, validé pour le meRIP, le buvardage sur membrane, l'ELISA, l'IF/ICC et les puces à nucléotides. Convient pour la recherche sur les modifications de l'ARN et le développement d'essais épitranscriptomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-N6-méthyladénosine / m6A
Remarques / Alias	N6-méthyladénosine ; m6A ; N6-méthyladénosine / m6A
Identifiant de gène (Humain)	m6A
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la N6-méthyladénosine / m6A
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	Buvardage sur membrane (DB), IF/ICC, ELISA, meRIP, Puce à nucléotides
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace