


Anticorps Polyclonal De Lapin Naa60 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7X0

Numéro d'article: CM0028487



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NAA60 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec Humain, Souris, Rat. La N-acétyltransférase alpha 60 (NatF) acétyle les protéines transmembranaires, essentielle pour la ségrégation des chromosomes. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NAA60 Lapin pAb
Remarques/Alias	HAT4; NatF; NAT15; hNaa60; NAA60
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79903
GeneID	79903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de NAA60 humain (NP_001077070.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H7X0
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace