


Anticorps Polyclonal De Lapin Naf1 Pour Wb, Elisa - Q96Hr8

Numéro d'article: CM0022331



Introduction

Généré contre une protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 150-400 de la protéine NAF1 humaine, cet anticorps reconnaît la protéine NAF1 humaine, de souris et de rat pour des applications en Western blot et ELISA dans la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NAF1
Espèce	Humaine
GeneID	92345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-400 de la NAF1 humaine (NP_612395.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96HR8
Poids moléculaire de la protéine	54kDa
Expédition	Sachet de glace