

Naif1 Rabbit Pab - Q69Yi7

Numéro d'article: CM0018421

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine NAIF1 (Nuclear apoptosis-inducing factor 1) de 35 kDa pour des applications en WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAIF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C9orf90; bA379C10.2; NAIF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	203245
GeneID	203245
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de la NAIF1 humaine (NP_931045.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q69YI7
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace