


Nanog Lapin Mab - Q80Z64

Numéro d'article: CM0012146



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Nanog de souris (Protéine homéoboîte NANOG). Validé pour ELISA, WB, ChIP et cytométrie en flux intracellulaire. Réagit de manière croisée avec la Nanog humaine. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Nanog Lapin mAb
Remarques/Alias	ENK ; Strm1 ; ecat4 ; 2410002E02Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	79923
GeneID	71950
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-305 de la Nanog de souris (NP_082292.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	ELISA, WB, ChIP, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q80Z64
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace