

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Napsa Pour Wb, If-P, Elisa - O96009

Numéro d'article: CM0026045

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAPSA de haute qualité validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la napsine-A dans le traitement du surfactant des pneumocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAPSA Lapin pAb
Remarques/Alias	KAP; Kdap; NAP1; NAPA; SNAPA; NAPSA
Espèce	Humain
GenelD	9476
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 321-420 de NAPSA humaine (NP_004842.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O96009
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace