

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nat2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11245

Numéro d'article: CM0013388



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NAT2 pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le NAT2 humain, souris, rat (SWISS : P11245). Convient pour les études sur le métabolisme des médicaments, la bioactivation des cancérigènes et la pharmacogénomique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | NAT2 Lapin pAb                                                                                                                                       |
| Remarques/Alias    | AAC2 ; PNAT ; NAT-2 ; NAT2                                                                                                                           |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                               |
| GeneID (humain)    | 10                                                                                                                                                   |
| GeneID             | 10                                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 171-290 du NAT2 humain (NP_000006.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                  |
| SWISS              | P11245                                                                                                                                               |
| Poids moléculaire  | 34kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                         |