


Anticorps Polyclonal De Lapin Nav2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8IVL1

Numéro d'article: CM0018806



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-NAV2 (SWISS Q8IVL1) spécifique pour le NAV2 humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; détecte une protéine de 268kDa impliquée dans le développement neuronal et l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAV2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HELAD1; RAINB1; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	89797
ID de gène	89797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1800-1980 du NAV2 humain (NP_660093.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IVL1
Poids de la protéine	268kDaDa
Expédition	Sac de glace