

Anticorps Polyclonal Ncapd2 Pour Wb Et Elisa - Q15021

Numéro d'article: CM0022552

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NCAPD2 validé pour les applications WB et ELISA, avec une réactivité sur des échantillons humains, de souris et de rat. Sous-unité 1 du complexe condensin, essentiel pour la recherche sur la condensation chromosomique et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCAPD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9918
ID du gène	9918
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1250 et 1350 de la NCAPD2 humaine (NP_055680.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15021
Poids de la protéine	157 kDa
Expédition	Sac de glace