


Anticorps Monoclonal Lapin Ncoa4 Pour Wb, Ip, Elisa - Q13772

Numéro d'article: CM0004523



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin NCOA4 (Q13772) validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée chez l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour les études sur la ferritinophagie, l'homéostasie du fer et les coactivateurs des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NCOA4 mAc Lapin
Remarques/Alias	RFG; ELE1; PTC3; ARA70; NCOA4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8031
ID de Gène	8031
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13772
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace