

Anticorps Monoclonal Lapin Ncs1 Pour Wb Et Elisa - P62166

Numéro d'article: CM0002129



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-NCS1 validé pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine NCS1 (neuronal calcium sensor 1) humaine, de souris et de rat avec une bande prédite de 22 kDa. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-NCS1
Remarques / Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	23413
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 91 et 190 de la protéine NCS1 humaine (P62166).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62166
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace