

## Ndp Rabbit Pab - Q00604

Numéro d'article: CM0020859



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Norrin (NDP) pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit avec le NDP humain. Idéal pour la recherche sur la vascularisation rétinienne et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NDP Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | ND; EVR2; FEVR; NDP                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)      | 4693                                                                                                                       |
| GeneID               | 4693                                                                                                                       |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-133 du NDP humain (NP_000257.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                     |
| SWISS                | Q00604                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 15kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                               |