

Anticorps Polyclonal De Lapin Ndufa2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43678

Numéro d'article: CM0031037



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NDUFA2 humaine (sous-unité B8 du Complexe I), validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFA2 pAb de lapin
Remarques/Alias	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUFA2
Espèce	Humaine
GeneID	4695
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 95 de la protéine NDUFA2 humaine (NP_002479.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O43678
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace