

Anticorps Polyclonal De Lapin Ndufa4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000483

Numéro d'article: CM0020849



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NDUF4 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MLRQ ; CI-9k ; COXFA4 ; MISTR1 ; MRCAF1 ; CI-MLRQ ; MC4DN21 ; NDUF4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4697
GeneID	4697
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-81 de NDUF4 humain (NP_002480.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000483
Poids protéique	9 kDa
Expédition	Sac de glace