


Ndufb2 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - 095178

Numéro d'article: CM0028220



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité accessoire du Complexe I humain NDUFB2. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AGGG ; CI-AGGG ; NDUFB2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4708
GeneID	4708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-105 de NDUFB2 humain (NP_004537.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95178
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace