


Anticorps Polyclonal Lapin Ndufb5 Pour Wb, Elisa - O43674

Numéro d'article: CM0029429



Introduction

L'anticorps polyclonal lapin NDUFB5 détecte le NDUFB5 humain, une sous-unité accessoire du Complexe I mitochondrial, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal Lapin NDUFB5 (pAb)
Remarques/Alias	SGDH ; CISGDH ; NDUFB5
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	4711
ID du Gène	4711
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-189 du NDUFB5 humain (NP_002483.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43674
Poids Moléculaire Protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace