


Anticorps Polyclonal De Lapin Ndufs4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43181

Numéro d'article: CM0025220



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin NDUF54 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la sous-unité de 20 kDa du Complexe I mitochondrial. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de la chaîne respiratoire et des maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	NDUF54 Lapin pAb
Remarques/Alias	AQDQ ; CI-18 ; MC1DN1 ; CI-AQDQ ; CI-18 kDa ; NDUF54
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4724
GeneID	4724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de NDUF54 humain (NP_002486.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43181
Poids Moléculaire Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace