

Anticorps Polyclonal De Lapin Neurl1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - A8Mq27

Numéro d'article: CM0019866

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NEURL1B validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la ligase E3 d'ubiquitine-protéine NEURL1B, un régulateur de la voie Notch avec localisation cytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NEURL1B
Remarques/Alias	neur2 ; NEURL3 ; RNF67B ; hNeur2 ; NEURL1B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	54492
GenelD	54492
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-440 de NEURL1B humain (NP_001136123.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A8MQ27
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace