

Anticorps Monoclonal Lapin Neurod1 Pour Wb Et Elisa - Q13562

Numéro d'article: CM0003005

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le NeuroD1 humain (bHLHa3, BETA2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la neurogenèse et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NeuroD1 mAc Lapin
Remarques/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4760
GeneID	4760
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du NeuroD1 humain (NP_002491.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q13562
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace