

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Neurofilament H Pour Wb - P12036

Numéro d'article: CM0006828

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Neurofilament H (NFH) humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche neuronale et les études sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Neurofilament H
Remarques/Alias	NFH ; CMT2CC ; Neurofilament H
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4744
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 873-1020 du Neurofilament H humain. (NP_066554.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12036
Poids moléculaire de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace