

Neurofilament M Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07197

Numéro d'article: CM0002712

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Neurofilament M humaine (NFM, NEF3, Neurofilament 3). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude du cytosquelette neuronal et de l'organisation des neurofilaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Neurofilament M Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	NFM ; NEF3 ; NF-M ; Neurofilament M
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4741
GeneID	4741
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de la Neurofilament M humaine (P07197).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07197
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace