

Neurog1 Lapin Pab - Q92886

Numéro d'article: CM0025902

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NEUROG1 validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Cible un régulateur transcriptionnel de 26kDa impliqué dans la différenciation neuronale. Uniquement pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEUROG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4762
GeneID	4762
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-237 de NEUROG1 humain (Q92886)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92886
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace