


Anticorps Monoclonal De Souris Nf-Kb P65/Rela Pour Wb, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0003843



Introduction

Anticorps monoclonal de souris de haute qualité contre le NF-κB p65/RelA humain (SWISS Q04206) validé pour le Western blot et l'ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en inflammation et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris NF-κB p65/RelA
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFκB3 ; AIF3BL3 ; NF-κB p65/RelA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Protéine recombinante du NF-κB p65 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace