


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nf-Kb P65/Rela - Q04206

Numéro d'article: CM0020593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité p65/RelA de NF-kB, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'inflammation, l'immunité et la régulation transcriptionnelle. - Q04206

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NF-kB p65/RelA
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; NF-kB p65/RelA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-550 de la protéine NF-kB p65/RelA humaine (NP_068810.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace