


Nf-Kb2 Lapin Pab - Anticorps Polyclonal Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0015368



Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) NF- κ B2 de lapin détecte les sous-unités p100/p52 en WB, IF/ICC, ELISA. Il réagit avec l'homme et la souris. Convient pour la recherche sur la voie NF- κ B, la réponse immunitaire et les études sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NF- κ B2 Lapin pAb
Remarques / Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- κ B2; p49/p100; NF- κ B2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4791
GeneID	4791
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 690-899 de NF- κ B2 humain (NP_002493.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00653
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace